

		ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม	
คณะวิทยาศาสตร์		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
โทรศัพท์ : 02 - 470 - 8907		โทรสาร : 02 - 470 - 8900	
E-mail : sic.fsci@mail.kmutt.ac.th		Website : sic.kmutt.ac.th	
อัปเดตข้อมูล		ห้องปฏิบัติการ ASESS	
01/06/2023		เครื่องมือวิเคราะห์	
เครื่องมือ	วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย (ค่า pH)		
รายละเอียด ข้อมูลจำเพาะ	- ช่วงของค่า pH ในการวัด : 0 – 14 - ความละเอียดในการวัด : ทศนิยม 2 ตำแหน่ง - สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ 2 โหมด ได้แก่ 1. โหมดค่า pH ปกติ และ 2. โหมดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (mV)		
ตัวอย่าง	สารละลาย		
การเตรียมตัวอย่าง	เตรียมสารละลายปริมาตร 20 ml		
ค่าบริการ (บาท)	รายการ	หน่วยงานภายใน มจร.	หน่วยงานภายนอก มจร.
	ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง	50 / ตัวอย่าง	100 / ตัวอย่าง

วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย

