

	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ : 02 - 470 - 8907 E-mail : sic.fsci@mail.kmutt.ac.th		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรสาร : 02 - 470 - 8900 Website : sic.kmutt.ac.th
	อพเทคข้อมูล 01/06/2023		ห้องปฏิบัติการ SMART LAB เครื่องมือวิเคราะห์
เครื่องมือ	เครื่องวัดความเรียบผิว		
ความสามารถ	ทดสอบความเรียบของผิวชิ้นงาน		
ยี่ห้อ	Mahr		
รุ่น	MarSurf M 300 and MarSurf RD 18		
รายละเอียด	สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับผู้วิเคราะห์ได้โดยตรงที่เบอร์ 02-470-9122-4		
ตัวอย่าง	- ของแข็งลักษณะเป็นผง - โลหะ		
การเตรียมตัวอย่าง	ของแข็ง โลหะ ขนาด dia. 24 mm และ L = 112 mm		
เวลาดำเนินการ	7-14 วัน		
ข้อจำกัด	- ขนาดชิ้นงาน dia. 24 mm, L = 112 mm - Tracing speed: 0.5 mm/s		
รายงานผลที่จะได้รับ	กราฟ (รูป) พร้อมผลวิเคราะห์		
เงื่อนไขที่ต้องระบุ เพื่อทำการวิเคราะห์	-		
ค่าบริการ (บาท)	รายการ	หน่วยงานภายใน และ ภายนอก มจร.	
	ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง (ตัวอย่างละ 5 ซ้ำ)	400 / ตัวอย่าง	

เครื่องวัดความเรียบผิว

Mahr / MarSurf M 300 and MarSurf RD 18

