

	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม	
	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	โทรศัพท์ : 02 - 470 - 8907	โทรสาร : 02 - 470 - 8900
	E-mail : sic.fsci@mail.kmutt.ac.th	Website : sic.kmutt.ac.th
อัปเดตข้อมูล		ห้องปฏิบัติการ ASESS
01/06/2023		เครื่องมือวิเคราะห์
เครื่องมือ	วัดค่าความนำไฟฟ้าของสารละลาย (Solution electrical conductivity)	
รายละเอียด ข้อมูลจำเพาะ	- Conductivity Range: 0 to 3999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - Conductivity Resolution: 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - Conductivity Accuracy: $\pm 2\%$ F.S. - EC Calibration: automatic, one-point at: 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 1382 ppm (mg/L)	
ตัวอย่าง	สารละลาย	
การเตรียมตัวอย่าง	เตรียมสารละลายปริมาตร 20 ml	
เวลาดำเนินการ	3-14 วันทำการ	
ค่าบริการ (บาท)	รายการ	หน่วยงานภายใน มจร.
	ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง	50 / ตัวอย่าง
		หน่วยงานภายนอก มจร.
		100 / ตัวอย่าง